

FAQ zu SycoTec aer x Aerosolabsaugung

**Frage****Antwort**

Wie wird die Absaugung angeschlossen?

Die aer x Absaugung kann direkt an einen bestehenden Absaugschlauch (Spraynebel) an der Behandlungseinheit aufgesteckt werden.



**Was ist, wenn ich zusätzlich neben der Prophylaxe noch die Präparation mache?
Was für Möglichkeiten habe ich?**

Mit dem entsprechenden Bausatz kann ein zweiter Spraynebelschlauch an das Helferinnenelement adaptiert werden.

Wozu wird der Kopfhörer benötigt?

Der Kopfhörer dient zum einen zur Adaption der Absaugkanülen am Patientenkopf und kann so besser zum Patientenmund positioniert werden. Zum anderen hat der Kopfhörer eine Noise-Cancelling- und Bluetooth-Funktion.

Wie überprüfe ich die Absaugleistung meiner Absauganlage?

Dies kann durch den zuständigen Servicetechniker des Fachhandels überprüft werden. Es sollten ca. 300l/min oder mehr Absaugleistung zur Verfügung stehen. Bei dieser Absaugleistung ist eine optimale Absaugung von bis zu 99,9% Aerosolabsaugleistung ermöglicht. Bei geringerer Absaugleistung ist der Schutz eingeschränkt.

Wie bereite ich die Kanülen auf?

Die Kanülen und Kanülenadapter können thermodesinfiziert und im Autoclav sterilisiert werden.
Der Kopfhörer kann nur manuell desinfiziert werden (Wischdesinfektion). Hierzu sind detaillierte Informationen in der aktuellen Bedienungsanleitung zu finden.

Wie oft können die Kanülen und Kanülenadapter thermodesinfiziert und sterilisiert werden?

Es werden Minimum 250 Aufbereitungszyklen garantiert.

Werden größere Partikel (Tropfen, etc.) auch aufgesaugt?

Es werden Partikel mit einer Größe von 50 µm auf jeden Fall absorbiert.
Bei größeren Partikeln können ggfs. nicht alle aufgesaugt werden.

| | |
|--|--|
| Wie hoch sind die Einmalkosten pro Anwendung des Verbrauchsmaterials? | Der Kopfhörer hat 12 Monate Garantie. Die Kosten liegen zwischen 1,10 und 1,25 EUR. |
| Wie kann die Kanüle am Patientenmund eingestellt bzw. positioniert werden? | Die Kanüle kann mit dem Kanülenadapter über eine Rasterung am Kopfhörer ideal angepasst werden. Ebenso kann die Länge der Kanüle flexibel am Kanülenadapter eingestellt werden. |
| Kann die aer x Absaugung auch bei Patienten mit Hörgerät verwendet werden? | Das Hörgerät sollte bei Verwendung mit dem Kopfhörer ausgeschaltet werden. Es kann zu einer Rückkopplung zwischen Hörgerät und Kopfhörer kommen. |
| Kann trotz Anwendung mit aer x das OptraGate verwendet werden? | Ja, das OptraGate kann verwendet werden und unterstützt die Anwendung des aer x.  |
| Gibt es für die Anwendung in der Prophylaxe und Präparation eine Möglichkeit die Kanülen rechts oder links einzusetzen? | Ja, es gibt zwei Kanülenadapter im Prophylaxe-Set (linke und rechte Ausführung). |
| Kann der Patient über sein Smartphone seine eigene Musik auf den Kopfhörer übertragen? | Der Kopfhörer verfügt über eine Bluetooth-Funktion. Wenn diese aktiviert ist, kann das Smartphone mit dem Kopfhörer gekoppelt werden. |
| Ist der Kopfhörer auch für Kinder und Jugendliche geeignet? | Ja, der Kopfhörer ist auch für diese Zielgruppe konzipiert und mittels des Kopfbands am Kopfhörer kann die Position des Kopfhörers besser eingestellt werden. |
| Kann der Patient (auch Kinder und Jugendliche) trotz Noise-Cancelling den Anweisungen des Praxisteam folgen? | Die Patienten sollten immer die Anweisungen des Praxisteam verstehen können. Speziell Kinder sollten den Anweisungen folgen können. Bitte entsprechende Einstellung am Kopfhörer beachten und ggfs. die Noise-Cancelling-Funktion ausschalten. |
| Gibt es einen Mengenrabatt? | Es gelten die aktuell dargestellten Einkaufspreise. Aktionspreise können möglich sein. Hierzu bitte immer wieder einmal die Website zu beachten. |